

Parameter

Seite 1

Stimulationsgesamtbericht

Betriebsart		Frequenzen		CRT	
Betriebsart	DDD	Interv.freq.	50 min ⁻¹	AdaptivCRT	Adaptiv Bi-V
Mode Switch	171 min ⁻¹	Max. Sync.	130 min ⁻¹	V. Stimulation	LV->RV
		Max. Sensor	120 min ⁻¹	V-V Intervall	Automatisch
				Stim. AV-Int.	150 ms
				Wahrgen. AV-Int.	110 ms
				MPP	Aus
				EffectivCRT während AF	Ein
				Maximalfrequenz	110 min ⁻¹

Stimulationsdetails	Atrial	RV	LV
Amplitude	1.50 V	2.25 V	2.50 V
Impulsdauer	0.40 ms	0.40 ms	0.70 ms
Capture Management	Adaptiv	Adaptiv	Adaptiv
Amplituden-Sicherheitsbereich	2.0 X	2.0 X	+ 0.5 V
Minimale adaptive Amplitude	1.50 V	2.00 V	
Max. adaptive Amplitude			6.00 V
Verbleibende Einheitszeit in Tagen	Aus	Aus	
Einheitszeit abgeschlossen	23-Feb-2026	24-Mai-2026	
Empfindlichkeit	0.60 mV	0.90 mV	
Stim.polarität	Bipolar	Bipolar	LV3 / Can

Parameter

Seite 2

Stimulationsdetails

Atrial

RV

LV

Tip LV1 — LV2 — LV3 — LV4

Wahrn.polarität	Bipolar	Bipolar	
Elektrodenmonitor	Nur Überwachen	Nur Überwachen	Nur Überwachen
Min. Grenzwert	200 Ohm	200 Ohm	200 Ohm
Max. Grenzwert	3000 Ohm	3000 Ohm	3000 Ohm

Frequenzanpassung

ADL-Frequenz	95 min ⁻¹
Optimierung	Ein
ADL-Reaktion	3
Belastungs-Reaktion	3
Aktivitätsschwelle	Niedrig
Aktivitätsanstiegszeit	30 Sek
Aktivitätsabfallzeit	Belastung
ADL-Sollwert	6
OF-Sollwert	29

Arrhythmie-Interventionen

A. Frequenzstabilisierung	Aus
A. Stimulationspräferenz	Aus
PMOP	Aus
V. Wahrn.reaktion	Ein
Maximalfrequenz	130 min ⁻¹
AF-Überleitungsreaktion	Ein
Reaktionsniveau	Mittel
Maximalfrequenz	110 min ⁻¹
V. Frequenzstabilisierung	Aus

Vogt Adrian

Gerät: **Percepta Quad CRT-P W4TR04**

Seriennummer: **RNV641735S**

Untersuchungsdatum: **03-Jun-2026 09:22:47**

SW040 Software-Version 8.4 (5.1)

Copyright © Medtronic, Inc. 2020

Parameter

Seite 3

Refraktär-/Ausblendzeiten

PVARP	Automatisch
Mindest-PVARP	250 ms
PVAB-Intervall	150 ms
PVAB-Methode	Partiell+
A. Ausbl. nach AP	200 ms
A. Ausbl. nach AS	100 ms
V. Ausbl. nach VP	230 ms
V. Ausbl. nach VS	120 ms

Zusatzfunktionen

A. Synchr.unterstützung	Ein
Frequenzabfallreaktion	Aus
Schlaffunktion	Aus
Nichtkonk. A. Stim. (NCAP)	Ein
NCAP-Intervall	300 ms
MRT SureScan	Aus
PMT Intervention	Ein
VES-Reaktion	Ein
V. Sicherheitsstimulation	Ein
Implantationserkennung	Aus/Vollständig

Geräte-Informationen

Gerät	Medtronic	Percepta Quad CRT-...	RNV641735S	Implantiert: 23-Feb-2026
RV	Medtronic	5076 CapsureFix No...	PJNBWD394G	Implantiert: 23-Feb-2026
Atrial	Medtronic	5076 CapsureFix No...	PJN8835879	Implantiert: 23-Nov-2022
CS	Medtronic	4798 Attain Stability ...	QFX088115V	Implantiert: 23-Nov-2022

ID der Gerätekonfiguration: 3-3-0