

Adresse Schweiz	Medikamentenliste / Liste des Médicaments	Adresse France
<b>Adrian Vogt</b> Limmatauweg 3 5408 Ennetbaden Schweiz Fix +41 56 496 28 56 Mobil +41 79 830 10 40	<b>1 x Meto Zerok 100</b> Sandoz Betablocker Bêtabloquant	<b>Adrian Vogt</b> 1 ter rue des Mimosas 33980 Audenge France Fixe +33 5 57 05 80 60 Mobile +41 79 830 10 40
<b>Ich habe einen Herzschrittmacher implantiert</b>	<b>1 x Cansartan-Mepha 32 mg</b> Mepha Pharma AG, Basel Angiotensin-II-Antagonist Antagoniste de l'angiotensine II	<b>Je suis porteur d'un stimulateur cardiaque</b>
	<b>1 x Amlodipin Mepha 5 mg</b> Sandoz Pharmaceuticals AG, Risch Calciumantagonist Antagoniste du calcium	
	<b>1 x Aspirin Cardio 100</b> Bayer (Schweiz) AG, Zürich Thrombozytenaggregationshemmer Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire	
	<b>1 x Condrosulf 800</b> IBSA Institut Biochimique SA, Lugano Chondroitoni Sulfas Natricus Chondroitoni sulfas natricus	
	<b>. x Optava Unit Dose</b> Allergan SA, Cham Carmellosum natricum 5 mg/ml Augentropfen / Collyre en solution	

### Schweizerischer Herzschrittmacher Pass

Der Inhaber dieses Ausweises trägt einen Herzschrittmacher

### Carte suisse de porteur de stimulateur cardiaque

Le détenteur de cette carte est porteur d'un stimulateur cardiaque

### Tessera svizzera per portatore di pacemaker

Il titolare di questa tessera è portatore di un pacemaker

### Swiss Pacemaker Registration Card

The owner of this ID card carries an implantable cardiac pacemaker

Adrian Vogt	18369
Limmatauweg 3	
5408 Ennetbaden	
	Geb.: 29.09.1949, M
Indikation:	Bradykardie
EKG:	AV-Block 3. Grades
Ätiologie	Unbekannt
Datum der Erstimplantation:	23.11.2022
Implantationsklinik	202
Kantonsspital Baden, Medizinische Klinik, Kardiologie Im Ergel, 5404 Baden Tel.: 056 486 26 36	

### Vorsicht Attention Attenzione Attention

Elektrotherapie, MRI, Lithotripsie nur nach Rücksprache mit der Implantationsklinik!

Electrothérapie, IRM, lithotripsie seulement après avis du centre d'implantation!

Elettroterapia, IRM, litotripsia solo dopo consultazione del centro d'impianto!

Electrotherapy, MRI, lithotripsy, only after consulting your pacemaker-clinic!



Schweizerische Stiftung für Rhythmologie  
Fondation Suisse de Rythmologie  
Fondazione Svizzera di Ritmologia  
Swiss Rhythmology Foundation  
www.rhythmologie-stiftung.ch

PM / Medtronic, Percepta Quad CRT-P W4TR04	DDD
SNr.: RNV622252S	Impl.: 23.11.2022
RV: Medtronic, 5076 CapsureFix Novus MRI PJ	Echt Bipolar
SNr.: PjN8913188	Impl.: 23.11.2022
RA: Medtronic, 5076 CapsureFix Novus MRI	Echt Bipolar
SNr.: PjN8835879	Impl.: 23.11.2022
LV: Medtronic, Attain Stability4798	Quadripolar
SNr.: QFX088115V	Impl.: 23.11.2022

Erstellungsdatum **21.03.2023** Date de création

Vogt Adrian  
Gerät: Percepta Quad CRT-P W4TR04  
Seriennummer: RNV622252S

Untersuchungsdatum: 10-Mär-2023 15:33:48  
SW040 Software-Version 8.4 (5.1)  
Copyright © Medtronic, Inc. 2020

Parameter

Seite 1

Stimulationsgesamtbericht

Betriebsart		Frequenzen		CRT	
Betriebsart	DDD	Interv.freq.	50 min <sup>-1</sup>	AdaptivCRT	Adaptiv Bi-V
Mode Switch	171 min <sup>-1</sup>	Max. Sync.	150 min <sup>-1</sup>	V. Stimulation	LV->RV
		Max. Sensor	120 min <sup>-1</sup>	V-V Intervall	Automatisch
				Stim. AV-Int.	150 ms
				Wahrgen. AV-Int.	130 ms
				MPP	Aus
				EffectivCRT während AF	Ein
				Maximalfrequenz	110 min <sup>-1</sup>

  

Stimulationsdetails	Atrial	RV	LV
Amplitude	1.50 V	3.00 V	3.25 V
Impulsdauer	0.40 ms	0.40 ms	0.70 ms
Capture Management	Adaptiv	Adaptiv	Adaptiv
Amplituden-Sicherheitsbereich	2.0 X	2.0 X	+ Automatisch
Minimale adaptive Amplitude	1.50 V	2.00 V	
Max. adaptive Amplitude			6.00 V
Verbleibende Einheitzeit in Tagen	Aus	Aus	
Einheitzeit abgeschlossen	21-Feb-2023	21-Feb-2023	
Empfindlichkeit	0.30 mV	0.90 mV	
Stim.polarität	Bipolar	Bipolar	LV3 / LV4

Vogt Adrian  
Gerät: Percepta Quad CRT-P W4TR04  
Seriennummer: RNV622252S

Untersuchungsdatum: 10-Mär-2023 15:33:48  
SW040 Software-Version 8.4 (5.1)  
Copyright © Medtronic, Inc. 2020

Parameter

Seite 2

Stimulationsdetails	Atrial	RV	LV
Wahm.polarität	Bipolar	Bipolar	Tip <input type="checkbox"/> LV1 <input type="checkbox"/> LV2 <input type="checkbox"/> LV3 <input type="checkbox"/> LV4
Elektrodenmonitor	Adaptiv	Adaptiv	Nur Überwachen
Min. Grenzwert	200 Ohm	200 Ohm	200 Ohm
Max. Grenzwert	3000 Ohm	3000 Ohm	3000 Ohm

  

Frequenzanpassung	Arrhythmie-Interventionen		
ADL-Frequenz	95 min <sup>-1</sup>	A. Frequenzstabilisierung	Aus
Optimierung	Ein	A. Stimulationspräferenz	Aus
ADL-Reaktion	3	PMOP	Aus
Belastungs-Reaktion	3	V. Wahm.reaktion	Ein
Aktivitätsschwelle	Niedrig	Maximalfrequenz	130 min <sup>-1</sup>
Aktivitätsanstiegszeit	30 Sek	AF-Überleitungsreaktion	Ein
Aktivitätsabfallzeit	Belastung	Reaktionsniveau	Mittel
ADL-Sollwert	8	Maximalfrequenz	110 min <sup>-1</sup>
OF-Sollwert	26	V. Frequenzstabilisierung	Aus

Erstellungsdatum 10.03.2023 Date de création